



# BARBIJO TRICAPA T50B

SEGURO Y CONFORTABLE • DE UN SOLO USO • DESECHABLE • CÓMODO Y VERSÁTIL




**FILTRO PREMIUM DE 3 CAPAS**


ANMAT N° 2710-1




CLIP NASAL AJUSTABLE



CORREAS HIPOALÉRGICAS DE ALTA ELASTICIDAD



PROTECCIÓN TRICAPA DE USO PROLONGADO



HOSPITALES



CLÍNICAS



LABORATORIOS



• **MATERIAL:** 3 capas. Tela no tejida Spunbond, 100% polipropileno.

• **CARACTERÍSTICAS:** **Barbijos tricapa** de alta calidad, que ayudan a proveer una protección respiratoria cómoda y confiable. Certificados por Anmat.

• **EMPAQUE:** bolsa plástica sellada.

• **COLOR:** Celeste o Blanco.

• **TERMINACIÓN:** Costura por ultrasonido.

• **TAMAÑO:** 17 x 10 cm.

## ESPECIFICACIONES

Protección multicapa: Capa exterior de tela no tejida hidropelente de 25 gr, filtro de meltblown BFE 99% de alta densidad y capa interna de spunbond para un suave contacto con la piel.

## CÓMODO DE USAR

Fabricado con telas no tejidas que no dañan la piel, correas hipoalergénicas para sujetar a las orejas que lo hacen cómodo y seguro de utilizar, incluso durante un uso prolongado. Con clip nasal para un óptimo ajuste al contorno del rostro.

## MÚLTIPLES USOS

Ampliamente utilizado en clínicas, hospitales, escuelas, salas limpias, Industria Automotriz, Industria Petrolera, Industria Metalúrgica, Industria Láctea, Industria Gastronómica, Autopartes, Limpieza, fabricantes electrónicos, etc.

## PROCESO

