

BOTA DESCARTABLE

CUBRE CALZADO ALTO
 CON ELÁSTICO SUPERIOR
 Y CINTAS DE AJUSTE

SEGURO Y CONFORTABLE • DE UN SOLO USO • DESECHABLE • CÓMODO Y VERSÁTIL



COD: BD01
 EAN-13:
 7798362410515

PACK X 5 PARES

Medida: 15 x 37 x 5 cm



• **MATERIAL:** SMS Hidrofóbico. Tela no tejida Spunbond, 100% polipropileno.

• **CARACTERÍSTICAS:** No reutilizable. Desechable, un solo uso. Ajuste superior con elástico y cintas al medio. Llegan hasta la rodilla. Uso adecuado para: Hospitales y clínicas, puntos de prevención de epidemias, etc.

• **EMPAQUE:** bolsa plástica sellada.

• **COLOR:** Blanco.

• **GRAMAJE:** 35/40 gr.

• **TERMINACIÓN:** Costura por ultrasonido.

• **TAMAÑO:** 35 x 57 cm.

DESCRIPCIÓN

Suave, transpirable, adsorbente, no estéril. Están termoselladas, sin costuras y ofrecen una excelente resistencia a los fluidos y proporcionan una gran tracción en superficies secas. Cubrebotas que protege contra las sustancias químicas orgánicas, las sustancias químicas inorgánicas muy concentradas y los riesgos biológicos. Previenen el acarreo de polvo y suciedad hacia áreas de trabajo con mayor sensibilidad de limpieza.

MÚLTIPLES USOS

Ampliamente utilizado en clínicas, restaurantes de hospitales y escuelas, salas limpias, Industria Automotriz, Industria Petrolera, Industria Metalúrgica, Industria Láctea, Industria Gastronómica, Laboratorios, Limpieza, Frigoríficos, etc.

PROCESO

