

CAMISOLIN

SEGURO Y CONFORTABLE • DE UN SOLO USO • DESECHABLE • CÓMODO Y VERSÁTIL



OPCIONES:
 • PUÑO ELÁSTICO
 • PUÑO ALGODÓN

PACK SELLADO
 Presentaciones X1 - X5 y X10 unidades

COSTURA OVERLOCK O ULTRASONIDO PUÑO RIBB DE ALGODÓN o POLIÉSTER PUÑO ELÁSTICO



- **MATERIAL:** Tela no tejida Spunbond, 100% polipropileno.
- SS - Spunbond + Spunbond - Hidrorepelente - Impermeable
- SSL - Spunbond + Spunbond + Laminado - Hidrorepelente - Impermeable
- SMS - Spunbond + Meltblown + Spunbond - Hidrorepelente - Filtrante

Disponible en 3 formatos:

- 1- SS** - 15 a 40 gr - Puño elástico o Puño Ribb algodón - Azul Medical o Blanco - Alto 1,00 / 1,20 m.
- 2- SSL** - 25/40 gr - Puño elástico o Puño Ribb algodón - Azul Medical o Blanco - Alto 1,20 m.
- 3- SMS** - 20 a 50 gr - Puño elástico o Puño Ribb algodón - Azul Medical o Blanco - Alto 1,20 m.

- **CARACTERÍSTICAS:** No reutilizable. Desechable, un solo uso. Puño elástico o puño hipoalergénico Ribb de algodón o poliéster. Uso adecuado para: Hospitales y clínicas, puntos de prevención de epidemias, laboratorios, etc.

- **TERMINACIÓN:** costura overlock o ultrasonido.
- **TAMAÑO:** Largo de 1,00 y 1,20 m y mangas 62 cm.
- **TIPO:** Con tiras de sujeción a la mitad de la espalda.
- **COLOR:** Blanco / Azul medical.
- **EMPAQUE:** bolsa plástica sellada.

- **CMPE45SMS** - SMS - 45 gr - Puño elástico - Costura Overlock o Ultrasonido.
- **CMPE30SMS** - SMS - 30 gr - Puño elástico - Costura Overlock o Ultrasonido.
- **CMPA45SMS** - SMS - 45 gr - Puño Ribb algodón - Overlock o Ultrasonido.
- **CMPA30SMS** - SMS - 30 gr - Puño Ribb algodón - Overlock o Ultrasonido.

DESCRIPCIÓN

Camisolín descartable de uso médico utilizado como barrera física para la protección total entre el profesional de salud y el paciente contra fluidos corporales, saliva, sangre, partículas secas (suciedad, grasas y salpicaduras leves de agentes químicos) y otros. Suave, transpirable, adsorbente, no estéril.

MÚLTIPLES USOS

Ampliamente utilizado en clínicas, hospitales, salas limpias, industria química, industria gastronómica, industria petrolera, industria láctea, industria gastronómica, laboratorios, bromatología, limpieza, policía científica, fabricantes electrónicos, etc.