

COFIA

SEGURO Y CONFORTABLE • DE UN SOLO USO • DESECHABLE • CÓMODO Y VERSÁTIL




COD: CF21



PACK X 100



CF21B100B - Cant: 100
 EAN-13: 7798362410546



• **MATERIAL:** SS - Hidrofóbico. Tela no tejida Spunbond, 100% polipropileno.

• **CARACTERÍSTICAS:** No reutilizable. Desechable, un solo uso. Ajuste con elástico. Uso adecuado para: Hospitales y clínicas, puntos de prevención de epidemias, etc.

• **EMPAQUE:** bolsa plástica sellada.

• **TIPO:** Plisada, doble elástico en todo el borde.

• **COLOR:** Blanco, azul, celeste, verde, rojo, naranja, amarillo, rosa, negro.

• **GRAMAJE:** 10 gr.

• **TERMINACIÓN:** Confección por ultrasonido.

• **TAMAÑO:** XL 21".

DESCRIPCIÓN

Resistente, suave, transpirable, hidrofóbica, no absorbente, no estéril. Las cofias cuentan con una abertura de banda elástica que cubre fácilmente todos los peinados (profusa cabellera). Plegado compacto en tira que se abre fácilmente para darle forma.

MÚLTIPLES USOS

Ampliamente utilizado en clínicas, restaurantes de hospitales y escuelas, salas limpias, Industria Automotriz, Industria Petrolera, Industria Metalúrgica, Industria Láctea, Industria Gastronómica, Laboratorios, Autopartes, Limpieza, Frigoríficos, fabricantes electrónicos, etc.

PROCESO

