

# CUBRE CALZADO CON ELÁSTICO SUPERIOR

SEGURO Y CONFORTABLE • DE UN SOLO USO • DESECHABLE • CÓMODO Y VERSÁTIL



**PACK X 25 PARES**

COD: CC02  
EAN-13:  
7798362410522



• **MATERIAL:** SS Hidrofóbico. Tela no tejida Spunbond, 100% polipropileno.

• **CARACTERÍSTICAS:** No reutilizable. Desechable, un solo uso. Ajuste superior con elástico. Uso adecuado para: Hospitales y clínicas, puntos de prevención de epidemias, etc.

• **EMPAQUE:** bolsa plástica sellada.

• **COLOR:** Blanco.

• **GRAMAJE:** 20 gr.

• **TERMINACIÓN:** Costura por ultrasonido.

• **TAMAÑO:** 41 x 17 cm.

## DESCRIPCIÓN

Suave, transpirable, adsorbente, no estéril. Están termoselladas, sin costuras y ofrecen una excelente resistencia a los fluidos y proporcionan una gran tracción en superficies secas. Protege contra las sustancias químicas orgánicas, las sustancias químicas inorgánicas muy concentradas y los riesgos biológicos. Previenen el acarreo de polvo y suciedad hacia áreas de trabajo con mayor sensibilidad de limpieza.

## MÚLTIPLES USOS

Ampliamente utilizado en clínicas, restaurantes de hospitales y escuelas, salas limpias, Industria Automotriz, Industria Petrolera, Industria Metalúrgica, Industria Láctea, Industria Gastronómica, Laboratorios, Limpieza, Frigoríficos, etc.

## PROCESO

