

# MAMELUCO

SEGURO Y CONFORTABLE • DE UN SOLO USO • DESECHABLE • CÓMODO Y VERSÁTIL



COSTURA  
OVERLOCK

PUÑO  
ELÁSTICO

CON CIERRE  
Y CAPUCHA



HOSPITALES

LIMPIEZA

LABORATORIOS



• **MATERIAL:** Tela no tejida Spunbond, 100% polipropileno.

• **SSL** - Spunbond + Spunbond + Laminado - Hidrorepelente - Impermeable

• **SSLR** - Spunbond + Spunbond + Laminado respirable - Respirable Hidrorepelente - Impermeable.

• **SMS** - Spunbond + Meltblown + Spunbond - Hidrorepelente - Filtrante

Disponible en 3 formatos:

**1- MCOSSL** - SS Laminado - 30 / 40 gr - Hidrorepelente - Impermeable - Blanco.

**2- MCOSSLR** - SS Laminado Respirable - 25 / 37 gr - Respirable - Hidrorepelente - Impermeable - Blanco.

**3- MCOSMS** - SMS - 30 / 40 / 45 gr - Hidrorepelente - Filtrante - Azul Medical.

• **EMPAQUE:** bolsa plástica sellada.

• **CARACTERÍSTICAS:** No reutilizable. Desechable, un solo uso. Ajuste con elástico y cierre. Uso adecuado para: Hospitales, laboratorios y clínicas, industria láctea y alimenticia, policía científica, etc.

• **TERMINACIÓN:** costura overlock.

• **TAMAÑO:** talle único.

• **TIPO:** con puños, contorno de capucha y bota manga elástica.

• **COLOR:** Blanco / Azul medical.

• **OPCIONES:**

1- MODELO A con capucha y cubre botas.

2- MODELO B con capucha.

3- MODELO C.

## DESCRIPCIÓN

Suave, transpirable, adsorbente, no estéril. Ofrece protección total para cuerpo contra líquidos y partículas secas (suciedad, grasas, mugre, y salpicaduras leves de agentes químicos).

## MÚLTIPLES USOS

Ampliamente utilizado en clínicas, hospitales, salas limpias, industria química, industria petrolera, industria láctea, industria gastronómica, laboratorios, bromatología, limpieza, policía científica, fabricantes electrónicos, construcción, etc.