



# MASCARA PRO N95 EAR LOOP

RESPIRADOR DESCARTABLE DE ALTA PRESTACIÓN • PROTECCIÓN SEGURA Y CONFORTABLE  
 FILTRO PREMIUM DE 4 CAPAS • DOBLE MELTBLOWN BFE99 • DE UN SOLO USO • CÓMODO Y VERSÁTIL



SIN EMPAÑAMIENTO DE LENTES

SIN SOLDADURA FRONTAL



CLIP NASAL AJUSTABLE

CORREAS HIPOALÉRGICAS DE ALTA ELASTICIDAD

SOLDADURA DE PRECISIÓN CON ULTRASONIDO



CLÍNICAS



LIMPIEZA



GASTRONOMÍA

• **MATERIAL:** 4 capas. Tela no tejida Spunbond, 100% polipropileno.

• **CARACTERÍSTICAS:** Diseñados 3d ajustable, las **máscaras Pro N95** de alta calidad ayudan a proveer una protección respiratoria cómoda y confiable. Con doble capa filtrante meltblown que le otorga una mayor confiabilidad y protección.

• **EMPAQUE:** bolsa plástica sellada.


• **COLOR:** Blanco, Negro, Gris y Rosa. 

• **TERMINACIÓN:** Costura por ultrasonido.

• **TAMAÑO:** 20 x 8 cm.

**FLOW95** CAPACIDAD DE RESPIRABILIDAD

DISEÑO 3D CONFORTABLE QUE **REDUCE EL EMPAÑAMIENTO DE LENTES**



SIN SOLDADURA FRONTAL


4 CAPAS DE FILTRADO DE ALTA CALIDAD

VISTA EXTERIOR

ESPECIFICACIONES

Protección multicapa: Capa exterior de tela no tejida hidropelente de alta densidad, doble filtro de meltblown que le otorga mayor poder de filtrado y retención de partículas y capa interna de spunbond para un suave contacto con la piel.

CORREAS ELÁSTICAS CON AJUSTE EN LAS OREJAS



CLIP NASAL

AMPLIA CAVIDAD INTERNA

VISTA INTERIOR

CÓMODO DE USAR

Fabricado con telas no tejidas que no dañan la piel, correas hipoalergénicas para sujetar a las orejas que lo hacen cómodo y seguro de utilizar, incluso durante un uso prolongado. Con clip y suave ajuste nasal para un óptimo ajuste al contorno del rostro.

MÚLTIPLES USOS

Ampliamente utilizado en clínicas, hospitales, escuelas, salas limpias, Industria Automotriz, Industria Petrolera, Industria Metalúrgica, Industria Láctea, Industria Gastronómica, Autopartes, Limpieza, fabricantes electrónicos, etc.