


MASCARA PRO N95 HEAD BAND

RESPIRADOR DESCARTABLE DE ALTA PRESTACIÓN • PROTECCIÓN SEGURA Y CONFORTABLE
FILTRO PREMIUM DE 4 CAPAS • DOBLE MELTBLOWN BFE99 • DE UN SOLO USO • CÓMODO Y VERSÁTIL



SIN EMPAÑAMIENTO DE LENTES

SIN SOLDADURA FRONTAL

CLIP NASAL AJUSTABLE

CORREAS HIPOALERGÉNICAS DE ALTA ELASTICIDAD

SOLDADURA DE PRECISIÓN CON ULTRASONIDO



• **MATERIAL:** 4 capas. Tela no tejida Spunbond, 100% polipropileno.

• **CARACTERÍSTICAS:** Diseñados 3d ajustable, las **máscaras Pro N95 de uso médico** de alta calidad ayudan a proveer una protección respiratoria cómoda y confiable. Con doble capa filtrante meltblown que le otorga una mayor confiabilidad y protección.

• **EMPAQUE:** bolsa plástica sellada.


• **COLOR:** Blanco.

• **TERMINACIÓN:** Costura por ultrasonido.

• **TAMAÑO:** 20 x 8 cm.

FLOW95 CAPACIDAD DE RESPIRABILIDAD

DISEÑO 3D CONFORTABLE QUE **REDUCE EL EMPAÑAMIENTO DE LENTES**



CORREAS ELÁSTICAS CON SUJECION POR DETRAS DE LA CABEZA


SIN SOLDADURA FRONTAL

4 CAPAS DE FILTRADO DE ALTA CALIDAD

AMPLIA CAVIDAD INTERNA

CLIP NASAL

VISTA INTERIOR



VISTA EXTERIOR

ESPECIFICACIONES

CÓMODO DE USAR

Protección multicapa: Capa exterior de tela no tejida hidropelente de alta densidad, doble filtro de meltblown que le otorga mayor poder de filtrado y retención de partículas y capa interna de spunbond para un suave contacto con la piel.

Fabricado con telas no tejidas que no dañan la piel, correas hipoalergénicas para sujetar detrás de la cabeza que lo hacen cómodo y seguro de utilizar, incluso durante un uso prolongado. Con clip y suave ajuste nasal para un óptimo ajuste al contorno del rostro.

MÚLTIPLES USOS

Ampliamente utilizado por todos los trabajadores de la salud en hospitales, clínicas, salas limpias, laboratorios y centros para el control y la prevención de enfermedades.