


RESPIRADOR N95

DESCARTABLE
DE USO MÉDICO

SEGURO Y CONFORTABLE • DE UN SOLO USO • DESECHABLE • CÓMODO Y VERSÁTIL



CLIP NASAL
AJUSTABLE

CORREAS
HIPOALERGÉNICAS DE
ALTA ELASTICIDAD

SOLDADURA DE
PRECISIÓN CON
ULTRASONIDO




• **MATERIAL:** 5 capas. Tela no tejida Spunbond, 100% polipropileno.

• **CARACTERÍSTICAS:** Diseñados 3d ajustable, las **máscaras N95 de uso médico** de alta calidad ayudan a proveer una protección respiratoria cómoda y confiable. Con doble capa filtrante meltblown que le otorga una mayor confiabilidad y protección. Certificados por Anmat.

FILTRO PREMIUM
DE 5 CAPAS

ANMAT N° 2710-2



MEDICINA



LABORATORIOS



CLEAN ROOM



• **EMPAQUE:** bolsa plástica sellada.

• **COLOR:** Blanco.

• **TERMINACIÓN:** Costura por ultrasonido.

• **TAMAÑO:** 11 x 16 x 15 cm.

ESPECIFICACIONES

Protección multicapa: Capa exterior de tela no tejida hidropelente air de alta densidad, doble filtro de meltblown que le otorga mayor poder de filtrado y retención de partículas y capa interna de spunbond para un suave contacto con la piel.


CÓMODO DE USAR

Fabricado con telas no tejidas que no dañan la piel, correas hipoalergénicas para sujetar a las orejas que lo hacen cómodo y seguro de utilizar, incluso durante un uso prolongado. Con clip nasal para un óptimo ajuste al contorno del rostro.

MÚLTIPLES USOS

Ampliamente utilizado por todos los trabajadores de la salud en hospitales, clínicas, salas limpias, laboratorios y centros para el control y la prevención de enfermedades.

PROCESO



RESPIRADOR N95

DESCARTABLE
DE USO MÉDICO

SEGURO Y CONFORTABLE • DE UN SOLO USO • DESECHABLE • CÓMODO Y VERSÁTIL

PRESENTACIONES



N05B

Bolsa Pack
x 5 unidades
15 x 21 x 3 cm



Caja: 60 x 45 x 47 cm
Cantidad: 200 unidades
Total: 1.000 unidades

Kg Neto: 8,10
EAN-13: 7798362410096
DUN-14: 17798362410093



N10B

Bolsa Pack
x 10 unidades
18 x 21 x 4 cm



Caja: 60 x 45 x 47 cm
Cantidad: 100 unidades
Total: 1.000 unidades

Kg Neto: 6,82
EAN-13: 7798362410102
DUN-14: 17798362410109



N55C

Caja x 10 unid.
(en bolsa de
5 unid.)
12,5 x 21 x 4 cm



Caja: 60 x 45 x 47 cm
Cantidad: 100 unidades
Total: 1.000 unidades

Kg Neto: 9,70
EAN-13: 7798362410027
DUN-14: 27798362410021



N10C

Caja x 10 unid.
(en bolsa indiv.)
12,5 x 21 x 4 cm



Caja: 60 x 45 x 47 cm
Cantidad: 100 unidades
Total: 1.000 unidades

Kg Neto: 10,70
EAN-13: 7798362410027
DUN-14: 17798362410024



N01B

Bolsa
Individual
12 x 20 x 0,1 cm



Caja: 60 x 45 x 47 cm
Cantidad: 1.000 unidades
Total: 1.000 unidades

Kg Neto: 9,80
EAN-13: 7798362410041
DUN-14: 17798362410048